

MEM-Aminosäuren

Produkt	Kat. Nr.	Einheit
MEM-Aminosäuren (50x) ohne L-Glutamin Lagertemperatur: +2 – +8 °C	K 0363	100 ml

In der Tabelle finden Sie die Zusammensetzung im Detail.

Tab. 46: Zusammensetzung im (50x) Konzentrat

Aminosäure	Konzentration (mg/l)
L-Arginin-HCl	6300
L-Cystin	1200
L-Histidin-HCl·H ₂ O	2100
L-Isoleucin	2600
L-Leucin	2600
L-Lysin-HCl	3650
L-Methionin	750
L-Phenylalanin	1600
L-Threonin	2400
L-Tryptophan	500
L-Valin	2300
L-Tyrosin	1800

MEM-Vitamine

Produkt	Kat. Nr.	Einheit
MEM-Vitamine (100x) Lagertemperatur: –20 °C	K 0373	100 ml

In der Tabelle finden Sie die Zusammensetzung im Detail.

Tab. 47: Zusammensetzung im (100x) Konzentrat

Vitamine	Konzentration (mg/l)
Folsäure	100
Cholinchlorid	100
Nicotinsäureamid	100
D-Ca-Pantothenat	100
Pyridoxal-HCl	100
Thiamin-HCl	100
Riboflavin	10
i-Inositol	200