



# BIOCHROM AG

# Neu von Biochrom

## Von außen neu: Alle Produkte mit neuen Etiketten Ein neues Farbleitsystem vereinfacht die Lagerung

Das Erscheinungsbild unserer Etiketten ist neu. Wichtigstes Kriterium: Ein neues Farbleitsystem vereinfacht die richtige Lagerung in Ihrem Labor. Etiketten mit roter, grüner und blauer Kennzeichnung stehen jeweils für einen anderen Temperaturbereich.

**BIOCHROM AG**

**RPMI 1640 MEDIUM (1x)**  
 w 5.5 g/l NaCl    w 5 mg/l Phenol red    w 2.0 g/l NaHCO<sub>3</sub>  
 w 25 mM HEPES    w stable glutamine  
 LE ( Low Endotoxin )  
 Exp. 02 / 2009

**STORAGE**  
 +2-+8°C

Cat. no.    FG 1385  
 Lot. No.    0819 L  
 Quantity    500 ml  
 For in vitro use only

Leonorenstr. 2-6 · D - 12247 Berlin

ISO 9001 certified  
 Liquids: Solubilized in WFI  
 Made in Germany



**STORAGE**  
 RT  
 room temperature

**STORAGE**  
 +2-+8°C

**STORAGE**  
 -20°C

Produkt soll bei Raumtemperatur lagern:  Normalerweise bei 15-25 °C	Produkt soll im Kühlraum lagern:  Im angegebenen Temperaturbereich	Produkt soll tiefgekühlt lagern:  Normalerweise bei ≤-20 °C (+-5 °C)
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------



### BIOCHROM AG

Leonorenstraße 2-6  
D- 12247 Berlin

Tel.: +49(0)30.779 90 60  
 Fax: +49(0)30.771 00 12  
 E-Mail: info@biochrom.de  
 Web: www.biochrom.de



# BIOCHROM AG

# Neu von Biochrom

Mit auf den neuen Etiketten aufgedruckt sind die allgemein gültigen Qualitätskriterien, nach denen sich die Biochrom AG richtet und produziert:

- **“ISO 9001 certified”:**  
Die Biochrom AG ist nach der DIN EN ISO 9001:2000 für das implementierte und praktizierte Qualitätsmanagement-System zertifiziert (siehe „Qualität“ Webseite). Die Umstellung auf ISO 9001:2008 ist für 2010 vorgesehen.
- **“Liquids: solubilized in WFI”:**  
Alle von der Biochrom AG produzierten Lösungen für die Zellkultur und Puffer basieren auf Qualität Wasser für Injektionszwecke als Bulk (WFI als Bulk).
- **„Made in Germany“:**  
Die Biochrom AG produziert ihre Produkte für die Zellkultur in Deutschland

Die kleinen und kleinsten Etiketten tragen die rechten Qualitätsbalken nicht. Nach dem Abverkauf bereits produzierter Waren haben alle Produkte neue Etiketten.

Stand 08/09



**BIOCHROM AG**  
Leonorenstraße 2-6  
D- 12247 Berlin

Tel.: +49(0)30.779 90 60  
Fax: +49(0)30.771 00 12  
E-Mail: [info@biochrom.de](mailto:info@biochrom.de)  
Web: [www.biochrom.de](http://www.biochrom.de)